

# КАТЕТЕРЫ ФОЛЕЯ

Катетеры Фолея Vogt Medical предназначены для катетеризации мочевого пузыря. Высокая степень комфортности при использовании. Изготовлены из высококачественного латекса с силиконовым покрытием или 100% силикона. Большой ассортимент размеров, различные виды (2-х и 3-х ходовые) позволяют правильно подобрать необходимую модель. Имеются также детские размеры для педиатрии.

## VM® Катетеры Фолея

### Описание:

- › предназначены для длительной катетеризации мочевого пузыря
- › прочный и симметричный баллон объемом 3 мл, 3-5 мл, 5-10 мл или 30 мл гарантирует максимальную безопасность при использовании
- › два латерально расположенных больших дренажных отверстия обеспечивают эффективный отток мочи
- › широкий ассортимент катетеров позволяет правильно подобрать необходимую модель
- › катетер может быть 2-ходовым или 3-ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов)
- › Размеры с 6 по 10 Fr, используются в педиатрии, Размеры с 12 по 26 Fr, используются для взрослых пациентов
- › катетеры, изготовленные из латекса с силиконовым покрытием или из 100%-ного силикона
- › латексный материал обеспечивает гибкость катетера и комфорт для пациента
- › силиконовое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала и снижает риск развития аллергической реакции
- › цветовая кодировка коннектора, а также маркировка объема заполнения баллона обеспечивает дополнительное удобство при использовании медицинским персоналом

### Материалы медицинского назначения (проверены на безопасность):

- › высококачественный латекс с силиконовым покрытием
- › 100%-ный силикон

### Упаковка:

- › блистер/бюкс/картон

### Качество:

- › в соответствии со стандартами EN 1616

### Стерилизация:

- › этиленоксид


### Срок годности:

- › 5 лет



## VM® Катетеры Фолея

Каталожный номер	Материал	Количество каналов	Размер CH/FR	Длина мм	Объем баллона мл	Количество бокс/картон
1316200*	Латексный с силиконовым покрытием	2	6	280	3	10/500
1316201*	Латексный с силиконовым покрытием	2	8	280	3-5	10/500
1316202*	Латексный с силиконовым покрытием	2	10	280	3-5	10/500
1316203	Латексный с силиконовым покрытием	2	12	400	5-10	10/500
1316204	Латексный с силиконовым покрытием	2	14	400	5-10	10/500
1316205	Латексный с силиконовым покрытием	2	16	400	5-10	10/500
1316206	Латексный с силиконовым покрытием	2	18	400	5-10	10/500
1316207	Латексный с силиконовым покрытием	2	20	400	5-10	10/500
1316208	Латексный с силиконовым покрытием	2	22	400	5-10	10/500
1316209	Латексный с силиконовым покрытием	2	24	400	5-10	10/500
1316210	Латексный с силиконовым покрытием	2	26	400	5-10	10/500
1316211	Латексный с силиконовым покрытием	2	12	400	30	10/500
1316212	Латексный с силиконовым покрытием	2	14	400	30	10/500
1316213	Латексный с силиконовым покрытием	2	16	400	30	10/500
1316214	Латексный с силиконовым покрытием	2	18	400	30	10/500
1316215	Латексный с силиконовым покрытием	2	20	400	30	10/500
1316216	Латексный с силиконовым покрытием	2	22	400	30	10/500
1316217	Латексный с силиконовым покрытием	2	24	400	30	10/500
1316218	Латексный с силиконовым покрытием	2	26	400	30	10/500
1316238	Латексный с силиконовым покрытием	3	16	400	30	10/500
1316239	Латексный с силиконовым покрытием	3	18	400	30	10/500
1316240	Латексный с силиконовым покрытием	3	20	400	30	10/500
1316241	Латексный с силиконовым покрытием	3	22	400	30	10/500
1316242	Латексный с силиконовым покрытием	3	24	400	30	10/500
1316243	Латексный с силиконовым покрытием	3	26	400	30	10/500
1316219*	100% силикон	2	6	280	3	10/500
1316220*	100% силикон	2	8	280	3-5	10/500
1316221*	100% силикон	2	10	280	3-5	10/500
1316222	100% силикон	2	12	400	5-10	10/500
1316224	100% силикон	2	16	400	5-10	10/500
1316225	100% силикон	2	18	400	5-10	10/500
1316226	100% силикон	2	20	400	5-10	10/500
1316227	100% силикон	2	22	400	5-10	10/500
1316228	100% силикон	2	24	400	5-10	10/500
1316229	100% силикон	2	26	400	5-10	10/500
1316231	100% силикон	2	14	400	5-10	10/500
1316232	100% силикон	2	16	400	30	10/500
1316233	100% силикон	2	18	400	30	10/500
1316234	100% силикон	2	20	400	30	10/500
1316235	100% силикон	2	22	400	30	10/500
1316236	100% силикон	2	24	400	30	10/500
1316237	100% силикон	2	26	400	30	10/500
1316244	100% силикон	3	16	400	30	10/500
1316245	100% силикон	3	18	400	30	10/500
1316246	100% силикон	3	20	400	30	10/500
1316247	100% силикон	3	22	400	30	10/500
1316248	100% силикон	3	24	400	30	10/500
1316249	100% силикон	3	26	400	30	10/500



\* Армированный нейлоновой проволокой